

Armbike kit

Rullstolen alltid med när du är ute och cyklar. Armbike kittet kan användas som en vanlig brukscykel, för man behöva inte cykla hem efter rullstolen.

Cykel kopplas till sin egen rullstol och drivs framåt när man drar styret mot sig och frihjular när man skjuter styret från sig "roddrörelse".

20" drivhjul, 7växld, handbroms, ringklocka och reflex.

Max vikt förare 95kg. Färg svart

Med hjälp av enhands-styret kan man även cyklar med en arm.



Enhands styre

Armbike kit passar rullstolar med rund ram där fästena 1 och 2 ska sitta. Uppge avståndet mellan rullstols ramen (se röd pil) fram och diametern på ramen. Uppge även rullstolsmodell/typ/namn.

Snabbfästet till cykeln har tre lägen:

1. Cykelläge:

rullstolen blir en 3-hjulig cykel.

2. Till och ifrån läge:

När man kopplar till cykeln eller kopplar ifrån cykeln.

3. Rullstols läge:

Cykeln hissas upp så att rullstolen används som rullstol med cykeln påkopplad.



Art. Nr	
061	ARMBIKE KIT
TILLBEHÖR	
CD1	CYKELDATOR + montering
218	ENHANDS STYRE. Med plats för växelreglage

ARMBIKE

Petersburg Nordanå 234
740 21 Järlåsa
SWEDEN

TEL / FAX : (46) 018-25 35 33
TEL : (46) 07 36 56 18 38

Email : arm.bike@hotmail.com
Hemsida : www.armbike.org
Org nr : 560428-1435